

InBody アプリの新機能の紹介

ダッシュボードと履歴の表示項目の操作方法

InBody アプリのアップデートにより、下記の機能が追加されました。

ダッシュボードの項目を変更する方法

① InBody アプリを起動して、画面上部の「ダッシュボード」から[表示項目設定]を選択します。




② 設定している表示項目を解除して、表示したい項目を選択してください。選択後、[保存]を押すと設定完了です。



履歴の項目を変更する方法

① InBody アプリを起動して、画面上部の「履歴」から[表示項目設定]を選択します。



② 項目の表示順を変更するには、各項目の右側にある「三」を長押しして希望の位置までドラッグします。最後に[保存]を押すと並び替えが完了します。

※ 項目名の左側にあるチェックマークをはずすと、非表示設定になります。



※ 2025年2月13日現在、iOS(iPhone)のみに対応した新機能で、InBody アプリを最新バージョンにアップデートすることで利用できます。また、AOS(Android)ではこの機能を利用することができません。

InBody アプリに関してご不明な点がございましたら、下記の連絡先まで気軽にお問い合わせください。

Tel: 0120-900-369 (受付時間: 平日 9~12 時、13~18 時) Mail: customer-support@inbody.co.jp