

InBody

Marketing Catalog

INDEX

消耗品

専用結果用紙	03
電解ティッシュ	04
ロールペーパー	04
付着式電極 / 付着式電極ケーブル	05
LookinBody Web案内紙	05
測定案内冊子	06

オプション

専用携帯用バッグ	09
サーマルプリンター	09
専用支持台	10
専用移動用カート	10
バーコードリーダー	11
ハードケース	11

集客促進ツール

ポスター	13
スタンドバナー	14
スタンドポップ	15
フロアマット	16
のぼり旗	16
フライヤー	17
リーフレット	17

無料コンテンツ

活用事例	19
InBody Challenge	20
InBody Academy	20
InBody測定ができる施設	21
資料ダウンロード	22
SNS	22



消 耗 品

専用結果用紙 | 電解ティッシュ | ロールペーパー | 付着式電極 / 付着式電極ケーブル | LookinBody Web案内紙 | 測定案内冊子

Marketing Catalog

専用結果用紙

- ・基本枠がカラー印刷されており、測定値とグラフのみが白黒で印刷されます。
- ・結果用紙の裏面は、測定項目に対する詳細な説明が印刷されています。

The surface of the InBody result paper displays a structured layout. At the top, it features the InBody logo and a header with fields for '氏名' (Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), and '身長' (Height). Below this, there are several sections: '基礎身体成分' (Basic Body Composition) with a line graph for '体脂肪率' (Body Fat Percentage) and '筋肉量' (Muscle Mass); '体組成' (Body Composition) with a table for '体脂肪' (Body Fat), '筋肉' (Muscle), '骨格筋' (Skeletal Muscle), and '水分' (Water); '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass); and '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass). The bottom section contains '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass).

表面

The back of the InBody result paper provides detailed explanations of the measurement items. It includes sections for '基礎身体成分' (Basic Body Composition), '体組成' (Body Composition), '体組成の推移' (Trend of Body Composition), and '体組成の推移' (Trend of Body Composition). Each section contains a brief description of the measurement and its significance. The text is written in Japanese and is organized into a clear, easy-to-read format.

裏面

品 番：RST-○○○-D*
販売単位：1000枚/1箱
製品規格：A4(W210×L297mm)
定 価：20,000円 (税込 22,000円)
送 料：無料

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

This is the InBody970/BWA/770 result paper. It features a clean, professional design with a white background and blue accents. The layout includes a header with the InBody logo and fields for '氏名' (Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), and '身長' (Height). The main body contains sections for '基礎身体成分' (Basic Body Composition), '体組成' (Body Composition), '体組成の推移' (Trend of Body Composition), and '体組成の推移' (Trend of Body Composition). The bottom section contains '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass).

InBody970/BWA/770

This is the InBody S10 result paper. It features a clean, professional design with a white background and blue accents. The layout includes a header with the InBody logo and fields for '氏名' (Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), and '身長' (Height). The main body contains sections for '基礎身体成分' (Basic Body Composition), '体組成' (Body Composition), '体組成の推移' (Trend of Body Composition), and '体組成の推移' (Trend of Body Composition). The bottom section contains '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass).

InBody S10

This is the InBody570 result paper. It features a clean, professional design with a white background and blue accents. The layout includes a header with the InBody logo and fields for '氏名' (Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), and '身長' (Height). The main body contains sections for '基礎身体成分' (Basic Body Composition), '体組成' (Body Composition), '体組成の推移' (Trend of Body Composition), and '体組成の推移' (Trend of Body Composition). The bottom section contains '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass).

InBody570

This is the InBody470 result paper. It features a clean, professional design with a white background and blue accents. The layout includes a header with the InBody logo and fields for '氏名' (Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), and '身長' (Height). The main body contains sections for '基礎身体成分' (Basic Body Composition), '体組成' (Body Composition), '体組成の推移' (Trend of Body Composition), and '体組成の推移' (Trend of Body Composition). The bottom section contains '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass).

InBody470


This is the InBody270 result paper. It features a clean, professional design with a white background and blue accents. The layout includes a header with the InBody logo and fields for '氏名' (Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), and '身長' (Height). The main body contains sections for '基礎身体成分' (Basic Body Composition), '体組成' (Body Composition), '体組成の推移' (Trend of Body Composition), and '体組成の推移' (Trend of Body Composition). The bottom section contains '体組成の推移' (Trend of Body Composition) with a table for '体脂肪率' (Body Fat Percentage), '筋肉量' (Muscle Mass), and '骨格筋量' (Skeletal Muscle Mass).

InBody270

既に販売が
終了した機種の
結果用紙も取り
扱っています。

電解ティッシュ

- ・乾燥状態の皮膚に水分と電解質を供給して通電性を改善します。
- ・抗菌剤が含まれているので、電極接触部位の消毒に便利です。



品 番：TISIBY-E
販売単位：300枚 / 1箱
製品規格：W100×L80mm
液体成分：塩化ナトリウム 0.9%、抗菌剤
定 価：6,000円(税込 6,600円)
送 料：1,000円(税込 1,100円)

ロールペーパー

- ・感熱紙のため、専用結果用紙に比べてランニングコストを抑えることができます。
- ・InBody専用のサーマルプリンターに対応しています。



品 番：RSTTPT-R
販売単位：4巻 / 1箱
製品規格：W58×Φ40mm
対応機種：BWA(設定による)、S10(60回)、
470(66回)、270(66回)、BSM370(329回)*
定 価：3,000円(税込 3,300円)
送 料：1,000円(税込 1,100円)

* 括弧内は1巻あたりの印刷回数です。
* 印刷回数は使用状況によって若干異なります。

付着式電極 / 付着式電極ケーブル

- ・装着式電極が固定できない患者様を測定することができます。
- ・使い捨ての付着式電極のため、衛生的に使用できます。



付着式電極

一般的名称：体表面電気刺激装置用電極
 医療機器届出番号：第13B2X00083000001号
 販売名：BWA電極 ES100(品番：BWA-ES100)
 販売単位：16枚 / 1パウチ
 定 価：2,000円 (税込 2,200円)
 送 料：1,000円 (税込 1,100円)

付着式電極ケーブル

品 番：CABBWA-A
 販売単位：4本 / 1箱
 定 価：85,000円 (税込 93,500円)
 送 料：1,000円 (税込 1,100円)

LookinBody Web案内紙

- ・InBodyをクラウドに接続して使用する場合、専用アプリの操作・登録手順を簡単に案内する紙です。
- ・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(200部収納)が付いています。



表面




裏面

品 番：INTWEB-E
 販売単位：500枚 / 1箱
 製品規格：A5(W148×L210mm)
 定 価：4,000円 (税込 4,400円)
 送 料：1,000円 (税込 1,100円)

測定案内冊子：配布用

- ・ InBody測定 の必要性と測定項目の意味、測定方法などを測定者向けに分かりやすく説明した冊子です。
- ・ 机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(25部収納)が付いています。



20 ページ構成



品 番：TXT○○○-E*

販売単位：100部 / 1箱

製品規格：A5(W146×L210mm)

定 価：6,000円(税込6,600円)

送 料：1,000円(税込1,100円)

- * ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。
- * 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780 までお問い合わせください。

体成分分析 Body Composition Analysis		筋肉・脂肪 Soft Lean-Fat Analysis	
人体を4つの構成成分に分けて評価します 体重構成している体成分の測定結果です。人の体は大きく分けて体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪で構成されており、これらの均衡がとれている時に、健康な状態と見えます。		筋肉と脂肪のバランスはとても大切です 体重だけで健康であるかどうかを決めるのではなく、筋肉量と体脂肪量の均衡割合を判断することが重要です。	
体成分分析装置 InBody InBodyはどのようにして体成分を測定するのか？ 水分を含む筋肉には電気が流れやすく、体脂肪は電気が流れにくい性質があります。InBodyは体内に微弱な電気を流し、その順に発生する超微弱インピーダンスから体成分を測定します。		分子レベルの体成分分析 体成分分析の方法には様々な観点があります 人体は何でできているのか？と考えた時に、原子・分子・細胞・組織など様々な観点から分析することが出来ます。InBodyは体水分量から体成分を導き出すことで、人体を大きく4つの成分(体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)に分けて評価します。	
サルコペニア(筋肉減少症)とは？ 筋肉量は加齢によって減少します 加齢や栄養不足によって筋肉及び筋肉量が低下する状態をサルコペニア(Sarcopenia)と見ます。若年者は筋肉の合成と分解の均衡が保たれており、筋肉量が維持・増加していますが、高齢者は筋肉の分解が合成を上回ることで、加齢によってサルコペニアになりやすくなります。		メタボリック症候群とは？ 体脂肪量は腹部を中心に溜まりやすいです メタボリック症候群は内臓脂肪症候群とも呼ばれます。つまり、内臓脂肪が蓄積することによって高血糖・高脂血症・高尿酸血症・高血圧などの生活習慣病が重なった状態を示しますが、体脂肪は体に予備のエネルギーを保存します。多過ぎると糖尿病等の原因となり、動脈硬化を引き起こします。	
十分な筋肉量は健康な生活を支えます サルコペニアは、様々な疾患や高齢のリスクと関連していることが報告されています。		適切な体脂肪量は健康な生活を支えます 体脂肪が多いと健康に良くありませんが、極端に少なくすることも良くありません。適切な量を維持することが健康をまもります。	
合成 筋肉量が増える 分解 筋肉量が減る 同じ摂取量でも消費量でも消費の人は、若い人比べて筋肉量を維持することが難しくなります。そのため、1日でも若い時に摂取(筋肉を増やす)することが重要です。		タンパク質 筋肉の材料 体脂肪 エネルギーの貯蔵庫 筋肉はタンパク質で構成されています。タンパク質は筋肉の材料として使われます。体脂肪はエネルギーを貯蔵する役割があります。	
筋肉量の低下 筋肉量が減ると、基礎代謝も低下します。		体脂肪の低下 体脂肪が減少すると、基礎代謝も低下します。	
筋肉量の低下 筋肉量が減ると、基礎代謝も低下します。		体脂肪の低下 体脂肪が減少すると、基礎代謝も低下します。	
筋肉量の低下 筋肉量が減ると、基礎代謝も低下します。		体脂肪の低下 体脂肪が減少すると、基礎代謝も低下します。	


InBodyの機種によって説明内容が異なります。

測定案内冊子：分野別

- ・ 該当分野におけるInBody測定の必要性と測定項目の意味などを漫画で分かりやすく説明した冊子です。
- ・ 机の上で使用できる卓上タイプのカatalogスタンド(25部収納)が付いています。



16 ページ構成



品 番：TXTCLI-E
TXTFIT-E
TXTNUR-E
TXTCOP-E

販売単位：100部 / 1箱

製品規格：A5(16 ページ)

定 価：6,000 円 (税込 6,600 円)

送 料：1,000 円 (税込 1,100 円)

* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780
までお問い合わせください。



クリニック (品番：TXTCLI-E)



フィットネス (品番：TXTFIT-E)



介護施設 (品番：TXTNUR-E)



企業・健康相談室 (品番：TXTCOP-E)





オプション

専用携帯用バッグ | サーマルプリンター | 専用支持台 | 専用移動用カート | バーコードリーダー | ハードケース


Marketing Catalog

専用携帯用バッグ


- ・折り畳んだInBodyを収納して、安全且つ簡単に持ち運ぶことができます。
- ・電源コードやサーマルプリンターと一緒に収納できるため、移動や保管に便利です。



InBody BWA用



InBody470/270用



品 番：BAG○○○-A*

製品規格：機種により異なります

対応機種：InBody BWA/470/270


定 価：[BWA] 45,000円（税込 49,500円）
[270/470] 25,000円（税込 27,500円）

送 料：1,500円（税込 1,650円）

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

サーマルプリンター

- ・InBodyに接続するだけでスペースの狭い場所でも測定結果の印刷ができます。
- ・熱転写式プリンターなので、トナーやインクが必要ありません。



品 番：TPT○○○-A*

製品規格：W87×L127×H107mm

対応機種：InBody470/270

定 価：36,000円（税込 39,600円）

送 料：1,000円（税込 1,100円）

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

専用支持台

- ・お年寄りや体の不自由な方も安心して InBody に乗ることができます。
- ・InBody の背面に設置して、体重計に乗り降りする際に使用します。※測定中は使用しません。



品 番 : SPTIBD-A
 製品規格 : W794×L600×H900mm
 対応機種 : 全機種対応 (立位タイプ)
 定 価 : 38,000 円 (税込 41,800 円)
 送 料 : 別途お問い合わせ *

* 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

専用移動用カート

- ・InBody を専用のカートに取り付けることで、バッグに収納する手間を省くことができます。
- ・キャスターが付いているので、より自由に施設内を移動することができます。



InBody S10 用



InBody M20 用

品 番 : CRT○○○-A^{*1}
 製品規格 : (S10) W550×L550×H1200mm^{*2}
 (M20) W550×L550×H1095-1780mm^{*2}
 対応機種 : InBody S10/M20
 定 価 : [S10] 85,000 円 (税込 93,500 円)
 [M20] 65,000 円 (税込 71,500 円)
 送 料 : 別途お問い合わせ^{*3}


*1 ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

*2 本体を取り付けてない、カートのみの寸法です。

*3 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

バーコードリーダー

- ・ InBody本体のUSBポートに直接接続して使用します。
- ・ バーコードの読取でIDが自動入力されるので、入力間違いの防止に便利です。



品 番 : BARINB-A

製品規格 : W62.2×L165.3×H31.4mm

対応機種 : 全機種対応



定 価 : 50,000 円 (税込 55,000 円)*

送 料 : 1,000 円 (税込 1,100 円)

* 表示価格は専用のハンズフリースタンドと、出荷時設定費用が含まれています。

ハードケース

- ・ キャスターが付いているので、持ち運びや移動に便利です。
- ・ InBody専用の緩衝材が入っているので、宅配便による運送ができます。



品 番 : HDC○○○-A*¹

製品規格 : 機種により異なります

対応機種 : InBody970/770/570/470/270

定 価 : 別途お問い合わせ*²

送 料 : 別途お問い合わせ*³

*¹ ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

*² InBodyの機種によって金額が異なるので、別途お問い合わせください。

*³ 離島・郡部及び中継地域は料金が異なります。



集客促進ツール

ポスター | スタンドバナー | スタンドポップ | フロアマット | のぼり旗 | フライヤー | リーフレット

Marketing Catalog

ポスター

- ・人目に付きやすい場所にポスターを貼ることで、InBody測定を促す効果が期待できます。
- ・必要な部数を1枚単位で発注することができます。
- ※InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。

品 番 : PST-〇〇〇-〇*

販売単位 : 1 枚

製品規格 : B2(W515×L728mm)

定 価 : 2,000 円 (税込 2,200 円)

送 料 : 1,000 円 (税込 1,100 円)

* 〇〇〇は該当するInBodyの機種とポスターの種類が入ります。




PST-1



PST-2



PST-3



PST-4

スタンドバナー

- ・ラミネート加工された合成紙で作られているため、軽量で柔らかく、簡単に設置することができます。
- ・ロールアップ式のスタンドバナーなので、収納や保管、持ち運びに便利です。
- ・収納バッグが付属します。

*InBodyのイメージと結果用紙は機種毎に異なります。

*納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

品 番：STB-〇〇〇-〇*

販売単位：1 セット

製品規格：W600×H1800mm

定 価：20,000 円 (税込 22,000 円)

送 料：1,500 円 (税込 1,650 円)



* 〇〇〇-〇は該当するInBody の機種とバナーの種類が入ります。



STB-1



STB-2



ロールアップ式



収納バッグ付

スタンドポップ

- ・スタンドバナーより安価で効果的な宣伝が見込めます。
 - ・必要な部数を1セット単位で発注することができます。
- *納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

品 番：STP-○*

販売単位：1セット

製品規格：W600×L1500mm

材 質：段ボール


定 価：10,000円(税込11,000円)

送 料：1,500円(税込1,650円)



* ○は該当するスタンドポップの種類が入ります。



STP-1



STP-2



フロアマット

- ・靴や靴下を脱ぐ際に足が床につかないので清潔です。
- ・マット表面はラバーシートで加工されているので、防水・防塵機能があります。




● FMT-B ● FMT-G ● FMT-R

品 番：FMT-○*
販売単位：1 枚
製品規格：W600×L400mm
カ ラ ー：ブラック・グレー・ワインレッド
材 質：ポリ塩化ビニル
定 価：6,000 円（税込 6,600 円）
送 料：1,000 円（税込 1,100 円）

* ○は該当するカラーが入ります。

のぼり旗

- ・軽量で簡単に移動や設置ができ、室内と屋外のどちらでも使用できます。
- ・大きな看板などに比べて安価で、効果的な宣伝が見込めます。



品 番：NBR-○*¹
販売単位：1 セット
製品規格：W600×L1800mm*²
材 質：テトロンボンジ
定 価：6,000 円（税込 6,600 円）*³
送 料：1,500 円（税込 1,650 円）


*¹ ○は該当するのぼり旗の種類が入ります。

*² ポールを取り付けていない旗のみの寸法です。

*³ ポール・注水型タンクが付属します。

フライヤー

- ・測定の必要性や1回の測定で分かる情報を簡単に伝えられます。
- ・裏面下段にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)



FLY-1



FLY-2



裏面

品 番 : FLY-〇〇〇-〇*

販売単位 : 500枚 / 1セット

製品規格 : W108×L276mm


定 価 : 10,000円 (税込 11,000円)

送 料 : 1,000円 (税込 1,100円)

- * 〇〇〇は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
- * InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
- * 納期の確認や無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

リーフレット

- ・InBody測定を中心に施設の宣伝ができる3つ折り広告紙です。(展開時規格 : W297×L210mm)
- ・表面中央と中面左上にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)



品 番 : LFT-〇〇〇-1*

販売単位 : 500枚 / 1セット

製品規格 : W100×L210mm

定 価 : 10,000円 (税込 11,000円)

送 料 : 1,000円 (税込 1,100円)

- * 〇〇〇は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
- * InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
- * 納期の確認や無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。





無料コンテンツ

[活用事例](#) | [InBody Challenge](#) | [InBody Academy](#) | [InBody測定ができる施設](#) | [資料ダウンロード](#) | [SNS](#)

Marketing Catalog

活用事例(全般)

InBody ユーザーや施設利用者に役立つトピック情報や、様々な分野で InBody を活用している施設の運用方法など当社スタッフが取材した記事を読むことができます。

トピック



トピック

運動や栄養・食事など健康に関する記事を毎月更新しています。カテゴリやキーワードで検索できます。

取材



取材

永く InBody を使用している施設を中心に現場の声を取材しています。

活用事例(医療)

InBodyは世界中の医療施設や大学、企業の研究施設などで、臨床検査・臨床試験・栄養指導・健康指導のツールとして使用されており、公式ホームページでは論文や主要な診療科別に資料を公開しています。

論文



論文

日本国内だけでなく、世界中で発表された論文をまとめており、要約した資料や原文も管理しています。

ケーススタディ：診療科別



診療科別活用事例

主要な結果項目を中心に診療科毎に分けて紹介しています。

InBody Challenge

「脂肪を減らして、筋肉を増やす」をテーマに、一定の期間を定めて生活習慣の改善に取り組んでもらい、その成果を体成分の変化から評価する体成分改善プログラムです。施設や企業のイベントに活用できます。



InBody Challenge

参考となる資料や記事を無料でダウンロードすることができます。

プログラムの特徴

- ・健康づくり活動の促進支援
- ・努力の成果を数値化して褒賞するイベント
- ・従業員の活力・生産性の向上を促進

InBody Academy

機器の設置から測定、活用、維持管理に必要な知識を無料で学べるオンラインサービスです。動画やイメージで分かりやすく説明し、好きな時間にオンラインで受講できます。



InBody Academy

ご利用されているInBodyの機種に特化したコースが受講でき、何度でも繰り返し受講できます。

サービスの特徴

- ・設置から運用方法を動画やイメージで支援
- ・スタッフの教育として活用可能
- ・受講して不明な点はチャット形式で回答

InBody測定ができる施設

InBodyの公式ホームページでは「InBody測定ができる施設」を公開しています。このサービスはInBodyを導入されたご施設には顧客の紹介を、InBody測定を希望される一般の方には身近な施設を案内することを目的としています。



InBody測定ができる施設

都道府県やキーワード、分野別に施設情報を公開しており、最寄りの測定場所を検索することができます。

主な掲載内容

- ・所在地
- ・電話番号
- ・メールアドレス
- ・測定に必要な手続き
- ・ホームページURL
- ・SNSアカウント
- ・測定料金 など

サービスの特徴

施設の集客・お問い合わせ数UP

ホームページに掲載したご施設から「InBodyのホームページを見て来店されるお客様が増えました」とのお声をいただいています。

公開する情報を指定・変更可能

お申込み時に公開したい情報を指定することができます。また、公開した情報は何度でも変更することができます。

ロゴデータの掲載可能

ご施設の情報と併せてロゴマークも掲載することができるので、宣伝効果も高まり更に集客効果が期待できます。

イベント情報の告知が可能

InBody測定会などイベント情報の掲載も可能です。ご施設のホームページ・SNSアカウントの掲載を通じたイベント告知も行えます。

お申込みフォーム

QRコードから施設情報の掲載をお申込みいただくことができます。

お申込み方法やその他、ご不明な点がございましたら、気軽にお問合せください。



Googleアカウントを
お持ちの方



Googleアカウントを
お持ちでない方

お申込みいただいてからホームページに掲載するまでに2~3営業日かかります。お申込みフォームでご提供いただきました個人情報は、公開を希望される情報のみを弊社ホームページ内で使用いたします。また、個人情報は弊社の個人情報保護方針に基づき、安全且つ適切に管理いたします。QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

資料ダウンロード

ポスターや InBody のイメージ画像を無料でダウンロードすることができます。広告物の作成やホームページ内の InBody の紹介に役立ちます。



資料ダウンロード

提供データ*

- ・製品カタログ
- ・結果用紙の見方
- ・機器イメージ画像
- ・ポスター
- ・添付文書

* 販売終了機種によってはデータを提供できない場合があります。

SNS

最新情報の案内やイベントの告知など、ご施設に役立つ情報をいち早く配信します。InBody 導入の宣伝や、機器の操作方法・結果項目に関するお問い合わせも対応しています。



施設の広告宣伝を支援

@inbodyjapan



最新情報を定期発信

@InBodyJapan



お知らせ配信の提供

@inbodyjapan



結果用紙の見方配信

InBody Japan



InBody

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



NAWI



1 6 3 9

ヨーロッパ



ISO9001



ISO13485



MDSAP

InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
	Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
札幌営業所	Tel 011-776-7571 Fax 011-776-7572
仙台営業所	Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら