

InBody 定期点検のご案内

- 購入してから点検を受けたことがない。
- InBodyのデータが正常か確認したい。
- エントランス付近など、ホコリの多い場所で使用している。
- 長期間使用していなかったが、使用を再開したい。
- 測定結果が安定しない。
- InBody・身長計のことで相談したい。

InBodyでお困りのことがございましたら、下記の連絡先もしくはメールにてお問い合わせください。

株式会社インボディ・ジャパン

電話からのお問い合わせ: 東日本 03-5875-5780(2番修理窓口) 西日本 06-6155-6937

当社ウェブサイトからのお問い合わせ: www.inbody.co.jp → サポート情報 → 修理のご相談

InBodyの測定精度を維持するために定期点検をお勧めします

微弱な電気を流して測定するInBodyの測定値は、機器の経年劣化による影響を受ける可能性があるため、測定精度を維持するために2～3年毎の点検をお勧めします。定期点検では機器に問題がないことを確認したうえで、各種校正を行います。

点検内容

- ・ 外観チェック及び機器内のホコリ等をクリーニング
- ・ ハンダ付き部分や端子等に経年劣化による腐食がないかを確認
- ・ 抵抗キャリブレーションを行い、インピーダンス測定精度を保持
- ・ ロードセルキャリブレーションを行い、体重計の誤差を修正
- ・ 各種動作確認テストの実施及び抵抗ユニットによる校正・精度テストの実施

- * 上記は主な点検内容となります。機種により点検内容が異なる場合があります。
- * プリンター本体、血圧計、超音波身長計、PC、ソフトウェアは点検の対象外となります。
- * 点検は機器の故障に対して保証をするものではありません。精度保持が主な目的です。
- * 特定計量器は、体重計の校正をいたしません。各自治体の定期検査を受ける必要があります。

点検料金

点検技術料



送料もしくは 派遣交通費



部品代



- * InBodyの点検技術料は 25,000円(税込 27,500円)
※InBody970/BWAは30,000円(税込 33,000円)
身長計は20,000円(税込 22,000円)になります。
- * 点検の結果、部品交換が必要な場合のみ別途部品代が発生致します。
- * センドバック点検の場合は送料と代替機貸出料が、出張点検の場合は派遣交通費が発生します。
- * 代理店経由で弊社商品をお買い上げいただきましたお客様は、恐れ入りますが代理店にお問い合わせください。

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
	Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
札幌営業所	Tel 011-776-7571 Fax 011-776-7572
仙台営業所	Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら