

InGrip

A more accurate handgrip strength dynamometer



バイオマーカーとして用いられる握力値には、正確さが要求されます。
InGripは、高い精度を維持して再現性を確保するため、
「ロードセルセンサー」と「ハンドルガイド」を搭載しています。

製品名	InGrip
測定範囲	1 ~ 100kg
測定誤差	±0.5kg
測定単位	0.1kg
表示画面	3inch VA LCD
電池	単三型乾電池 × 2本
外部インタフェース	Bluetooth
装置寸法	W140×L226×H50mm
装置重量	約 650g
動作環境	10 ~ 40°C、30 ~ 75%RH、 70 ~ 106kPa
保管環境	-10 ~ 70°C、10 ~ 85%RH (結露がないこと)、50 ~ 106kPa





InBody

See what you're made of

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



ヨーロッパ



ISO9001



ISO13485



ISO27001



MDSAP

InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル	
	Tel 03-5875-5780	Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937	Fax 06-6155-6938
札幌営業所	Tel 011-776-7571	Fax 011-776-7572
仙台営業所	Tel 022-302-6301	Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616	Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630	Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073	Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766	Fax 092-292-1776



ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。