


InBody BWA 2.0S 結果項目の説明

体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析し、栄養状態に問題がないか、体がむくんではないか、身体はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を評価する検査です。



1 体成分分析

体の4大構成成分(体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)の現状を表示します。

2 筋肉・脂肪

筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるかをグラフで提供します。

3 部位別筋肉量

四肢・体幹の筋肉量を表示し、各筋肉の発達具合をグラフで提供します。

4 体水分均衡

全身・部位別の体水分均衡が崩れているかどうか把握することができます。

5 体成分履歴

測定ID毎に直近データを8件まで表示して、体の変化が一目で分かります。

6 部位別体脂肪量

部位別の体脂肪量を表示し、標準体重に対する脂肪量の多さをグラフで提供します。

7 筋肉・筋力評価

サルコペニアの診断に活用される項目で、SMIと握力を確認することができます。

8 QRコード

QRコードを読み取ると、スマートフォンで測定データを管理することができます。

9 全身位相角

細胞レベルの栄養評価ができ、生命予後や重症度の指標として活用されています。

QRコードは (株)デンソーウェーブの登録商標です。二次元コードを読み取ると、製品紹介や結果用紙の見方を YouTube で見るすることができます。

