



Portable Ultrasound Stadiometer

ボタン1回で簡単に子供の身長を測定する

PUSH





持ちやすいデザイン
PUSHは持ちやすく測定が簡単



カラーバリエーション
グレー、グリーンの全2色



グレー



グリーン




大気温センサー
電源を点けるとすぐに温度と湿度を表示




温度 湿度



スピード測定
超音波センサーにより約1秒で身長を測定



InBody hi アプリの管理機能
PUSHとスマートフォンを連携することで、測定した身長をアプリに簡単転送



InBody hi(無料)

Google Playストア、またはApp Storeでアプリケーションをダウンロードできます。

<対応 OS>

○iPhone: iOS13.0以上

○Android: 7.0 以上

※タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。

※ 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。



仕様

測定項目	身長、温度、湿度
身長範囲	50～200cm
誤差範囲	±0.5cm
その他測定範囲	温度: 16～40°C(±1°C)、湿度: 30～80%(±7%)
測定時間	1秒(最大7秒)
センサー	超音波、温度、湿度
使用電流	100mA以下

消費電力	DC 3V(1.5V 単4電池 × 4本)
表示画面	LCD
色	グリーン、グレー
装置寸法	43(W)×44(L)×300(H) mm
装置重量	238g
動作環境	16～40°C、30～80%RH
保管環境	-10～70°C

InBody 株式会社インボディ・ジャパン

PUSHカスタマーセンター

0120-900-369 9:00～18:00
受付(平日のみ)

Websiteでの申し込みはこちら Website: www.inbody.co.jp

* 上記の内容は製品の外觀や性能改善のため、予告なしに変更することがあります。* 製品の仕様及び取扱説明書の内容はお客様に事前の通知なしに一部変更される場合があります。* 本カタログの商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。* 画像はすべてイメージです。
Copyright©1996～ by InBody Japan Inc. All rights reserved. IC-JPN-PUSH-240905