

InBody

Marketing Catalog

INDEX

消耗品

専用結果用紙	03
電解ティッシュ	03
ロールペーパー	04
付着式電極 / 付着式電極ケーブル	04
測定案内冊子	05

オプション

プリンターセット	07
プリンターデスク	08
サーマルプリンター	08
専用携帯用バッグ	09
専用支持台	10
専用移動用カート	10
バーコードリーダー	11
ハードケース	11

集客促進ツール

のぼり旗	13
スタンドバナー	14
リーフレット	15
フロアマット	16
のぞき見防止フィルム	16
フライヤー	17
シェイカー	17

無料コンテンツ

活用事例	19
InBody Challenge	20
InBody Academy	20
InBody測定ができる施設	21
資料ダウンロード	22
SNS	22



消 耗 品

専用結果用紙 | 電解ティッシュ | ロールペーパー | 付着式電極 / 付着式電極ケーブル | 測定案内冊子

Marketing Catalog

専用結果用紙

- ・基本枠がカラー印刷されており、測定値とグラフのみが白黒で印刷されます。
- ・結果用紙の裏面は、測定項目に対する詳細な説明が印刷されています。



表面



裏面

品 番 : RST-○○○-D*

販売単位 : 1000枚/1箱

製品規格 : A4(W210×L297mm)


定 価 : 20,000円 (税込22,000円)

送 料 : 1,000円 (税込1,100円)

- * ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。
- * 既に販売が終了した機種の結果用紙も一部取り扱っています。

電解ティッシュ

- ・乾燥状態の皮膚に水分と電解質を供給して通電性を改善します。
- ・抗菌剤が含まれているので、電極接触部位の消毒に便利です。



品 番 : TISIBY-E

販売単位 : 300枚/1箱

製品規格 : W100×L80mm

液体成分 : 塩化ナトリウム0.9%、抗菌剤

定 価 : 6,000円 (税込6,600円)

送 料 : 1,000円 (税込1,100円)

ロールペーパー

- ・感熱紙のため、専用結果用紙に比べてランニングコストを抑えることができます。
- ・InBody専用のサーマルプリンターに対応しています。



品 番：RSTTPT-R
販売単位：4巻/1箱
製品規格：W58×Φ40mm
対応機種：BWA2.0S/380/380N/270S
(設定による)、S10(60回)、
BSM370(329回)*
定 価：3,000円 (税込3,300円)
送 料：1,000円 (税込1,100円)

* 括弧内は1巻あたりの印刷回数です。

* 印刷回数は使用状況によって若干異なります。

付着式電極 / 付着式電極ケーブル

- ・装着式電極が固定できない患者様を測定することができます。
- ・使い捨ての付着式電極のため、衛生的に使用できます。



付着式電極


一般的名称：体表面電気刺激装置用電極
医療機器届出番号：第13B2X00083000001号
販売名：BWA電極ES100(品番：BWA-ES100)
販売単位：16セット/32枚
定 価：2,000円 (税込2,200円)
送 料：1,000円 (税込1,100円)

付着式電極ケーブル

品 番：CABBWA-A
販売単位：4本/1箱
定 価：85,000円 (税込93,500円)
送 料：1,000円 (税込1,100円)

測定案内冊子：配布用

- ・InBody測定の一貫性と測定項目の意味、測定方法などを測定者向けに分かりやすく説明した冊子です。
- ・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド (25部収納) が付いています。



20ページ構成



品 番：TXT○○○-E*

販売単位：100部/1箱

製品規格：A5(W146×L210mm)

定 価：6,000円 (税込6,600円)

送 料：1,000円 (税込1,100円)

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。


* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

測定案内冊子：分野別

- ・該当分野におけるInBody測定の一貫性と測定項目の意味などを漫画で分かりやすく説明した冊子です。
- ・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド (25部収納) が付いています。



16ページ構成



品 番：TXTCLI-E(クリニック)

TXTFIT-E(フィットネス)

TXTNUR-E(介護施設)

TXTCOP-E(企業)

販売単位：100部/1箱

製品規格：A5(16ページ)

定 価：6,000円 (税込6,600円)

送 料：1,000円 (税込1,100円)

* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。



オプション

プリンターセット | プリンターデスク | 専用携帯用バッグ | サーマルプリンター | 専用支持台 | 専用移動用カート | バーコードリーダー | ハードケース

Marketing Catalog

プリンターセット

- ・ InBodyと接続できるプリンターと専用結果用紙(1000枚)がセットになったオプション製品です。
- ・ 専用結果用紙は基本枠がカラー印刷されており、測定値とグラフのみが白黒で印刷されます。



品 番 : PRTSET-A
 製品規格 : W387×L393×H245mm
 対応機種 : 全機種対応 (InBody M20を除く)
 定 価 : 60,000円 (税込66,000円)
 送 料 : 1,500円 (税込1,650円)

InBody970S/BWA2.0S/S10

InBody580

InBody380

InBody380N

InBody270S

既に販売が
終了した機種の
結果用紙も一部
取り扱っています。

プリンターデスク


- ・移動に便利なキャスターが付いています。
- ・プリンターや結果用紙、電解ティッシュを収納することができます。



品 番 : PTWAGN-A
製品規格 : W350×L615×H700mm
対応機種 : 全機種対応
定 価 : 10,000円 (税込11,000円)
送 料 : 1,500円 (税込1,650円)

サーマルプリンター

- ・InBodyに接続するだけでスペースの狭い場所でも測定結果の印刷ができます。
- ・熱転写式プリンターなので、トナーやインクが必要ありません。



品 番 : TPT○○○-A*
製品規格 : W87×L127×H107mm
対応機種 : 380/380N/270S
定 価 : 36,000円 (税込39,600円)
送 料 : 1,000円 (税込1,100円)

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

専用携帯用バッグ

- ・折り畳んだInBodyを収納して、安全且つ簡単に持ち運ぶことができます。
- ・電源コードやサーマルプリンターと一緒に収納できるため、移動や保管に便利です。



InBody BWA2.0S用

品 番 : BAG○○○-A*

製品規格 : 機種により異なります

対応機種 : BWA2.0S/380/380N/270S

定 価 : [BWA2.0S] 45,000円 (税込49,500円)

[380(N)] 36,000円 (税込39,600円)

[270S] 25,000円 (税込27,500円)

送 料 : 1,500円 (税込1,650円)

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。



InBody380/380N用



InBody270S用

専用支持台

- ・お年寄りや体の不自由な方も安心してInBodyに乗ることができます。
- ・InBodyの背面に設置して、体重計に乗り降りする際に使用します。※測定中は使用しません。



品 番 : SPTIBD-A
製品規格 : W794×L600×H900mm
対応機種 : 全機種対応 (立位タイプ)
定 価 : 38,000円 (税込41,800円)
送 料 : 別途お問い合わせ *

* 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

専用移動用カート

- ・InBodyを専用のカートに取り付けることで、バッグに収納する手間を省くことができます。
- ・キャスターが付いているので、より自由に施設内を移動することができます。



InBody S10用



InBody M20用

品 番 : CRT○○○-A*¹
製品規格 : (S10)W550×L550×H1200mm *²
(M20)W550×L550×H1095-1780mm *²
対応機種 : InBody S10/M20
定 価 : [S10] 85,000円 (税込93,500円)
[M20] 65,000円 (税込71,500円)
送 料 : 別途お問い合わせ *³

*¹ ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

*² 本体を取り付けてない、カートのための寸法です。

*³ 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

バーコードリーダー

- ・ InBody 本体の USB ポートに直接接続して使用します。
- ・ バーコードの読取で ID が自動入力されるので、入力間違いの防止に便利です。



品 番 : BARINB-A

製品規格 : W62.2×L165.3×H31.4mm

対応機種 : 全機種対応 *1

定 価 : 53,000 円 (税込 58,300 円) *


送 料 : 1,000 円 (税込 1,100 円)

*1 InBody580/380/380N は本体にバーコードリーダーが搭載されています。

*2 表示価格は専用のハンズフリースタンドと、出荷時設定費用が含まれています。

ハードケース

- ・ キャスターが付いているので、持ち運びや移動に便利です。
- ・ InBody 専用の緩衝材が入っているので、宅配便による運送ができます。



品 番 : HDC○○○-A *1

製品規格 : 機種により異なります

対応機種 : 970S/770/580/380/380N/270S

定 価 : 別途お問い合わせ *2

送 料 : 別途お問い合わせ *3

*1 ○○○は該当する InBody の機種が入ります。

*2 InBody の機種によって金額が異なるので、別途お問い合わせください。

*3 離島・郡部及び中継地域は料金が異なります。



集客促進ツール

のぼり旗 | スタンドバナー | リーフレット | フロアマット | のぞき見防止フィルム | フライヤー | シェイカー

Marketing Catalog

のぼり旗

- ・軽量で簡単に移動や設置ができ、室内と屋外のどちらでも使用できます。
- ・大きな看板などに比べて安価で、効果的な宣伝が見込めます。
- ・ポール・注水型タンクが付属します。

*NBR-3のInBodyは機種毎に異なります。

品 番：NBR-〇 *1

販売単位：1セット


製品規格：W600×L1800mm *2

定 価：6,000円（税込 6,600円）

送 料：1,500円（税込 1,650円）

*1 〇は該当するのぼり旗の種類が入ります。

*2 ポールを取り付けていない旗のみの寸法です。



NBR-1



NBR-2



NBR-3



伸縮型ポール付



注水型タンク付

スタンドバナー

- ・ラミネート加工された合成紙で作られているため、軽量で柔らかく、簡単に設置することができます。
- ・ロールアップ式のスタンドバナーなので、収納や保管、持ち運びに便利です。
- ・収納バッグが付属します。

*InBodyのイメージと結果用紙は機種毎に異なります。

*納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

品 番：STB-〇〇〇-〇*

販売単位：1 セット

製品規格：W600×H1800mm

定 価：20,000 円 (税込 22,000 円)

送 料：1,500 円 (税込 1,650 円)



* 〇〇〇-〇は該当する InBody の機種とバナーの種類が入ります。



STB-1



STB-2



ロールアップ式

収納バッグ付

リーフレット

- ・InBody測定を中心に施設の宣伝ができる3つ折り広告紙です。
- ・測定の必要性や1回の測定で分かる情報を詳細に伝えられます。(展開時規格：W297×L210mm)
- ・表面中央と中面左上にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、キャンペーン情報、体験案内等)

*InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。

*納期は別途お問い合わせください。

品 番：LFT-○○○-1*

販売単位：500枚/1セット

製品規格：W100×L210mm


定 価：10,000円(税込11,000円)

送 料：1,000円(税込1,100円)

* ○○○は該当するInBodyの機種と番号が入ります。



表面



中面

フロアマット

- ・靴や靴下を脱ぐ際に足が床につかないので清潔です。
- ・マット表面はラバーシートで加工されているので、防水・防塵機能があります。



● FMT-B

● FMT-G

品 番：FMT-○*

販売単位：1 枚

製品規格：W600×L400mm

カ ラ ー：ブラック・グレー

材 質：ポリ塩化ビニル

定 価：6,000 円 (税込 6,600 円)

送 料：1,000 円 (税込 1,100 円)

* ○は該当するカラーが入ります。

のぞき見防止フィルム

- ・外からの入射光を抑制できるフィルムで、左右からののぞき見を防止します(視野角：60度)。
- ・LCD画面にぴったりはまるフィルムなので、両面テープで貼り付ける必要がありません。



品 番：NBF-○○○*

製品規格：機種により異なります

対応機種：970S/770/580/380/380N/270S

定 価：3,000 円 (税込 3,300 円)

送 料：1,000 円 (税込 1,100 円)

* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

フライヤー


- ・測定の実用性や1回の測定で分かる情報を簡単に伝えられます。
- ・裏面下段にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)



FLY-1



FLY-2



裏面

品 番: FLY-〇〇〇-〇*

販売単位: 500枚/1セット

製品規格: W108×L276mm

定 価: 10,000円(税込11,000円)

送 料: 1,000円(税込1,100円)

- * 〇〇〇は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
- * InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
- * 納期の確認や無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

シェイカー

- ・InBodyロゴが入った500mlのシェイカーで、イベントの景品や配布用に便利です。
- ・飲み口のフタがしっかりはまる形状で、中身がこぼれにくいデザインです。



品 番: SHK-A*

販売単位: 50個/1セット

製品規格: 500ml (W105×L200mm)

定 価: 75,000円(税込82,500円)

送 料: 1,500円(税込1,650円)

- * 50個以下の少ロットをご希望の場合、03-5875-5780までお問い合わせください。



無料コンテンツ

[活用事例](#) | [InBody Challenge](#) | [InBody Academy](#) | [InBody測定ができる施設](#) | [資料ダウンロード](#) | [SNS](#)

Marketing Catalog

活用事例(全般)

InBody ユーザーや施設利用者に役立つトピック情報や、様々な分野で InBody を活用している施設の運用方法など当社スタッフが取材した記事を読むことができます。

トピック



トピック

運動や栄養・食事など健康に関する記事を毎月更新しています。カテゴリやキーワードで検索できます。

取材



取材

永く InBody を使用している施設を中心に現場の声を取材しています。

活用事例(医療)

InBodyは世界中の医療施設や大学、企業の研究施設などで、臨床検査・臨床試験・栄養指導・健康指導のツールとして使用されており、公式ホームページでは論文や主要な診療科別に資料を公開しています。

論文



論文

日本国内だけでなく、世界中で発表された論文をまとめており、要約した資料や原文も管理しています。

ケーススタディ：診療科別



診療科別活用事例

主要な結果項目を中心に診療科毎に分けて紹介しています。

InBody Challenge

「脂肪を減らして、筋肉を増やす」をテーマに、一定の期間を定めて生活習慣の改善に取り組んでもらい、その成果を体成分の変化から評価する体成分改善プログラムです。施設や企業のイベントに活用できます。



InBody Challenge

参考となる資料や記事を無料でダウンロードすることができます。

プログラムの特徴

- ・健康づくり活動の促進支援
- ・努力の成果を数値化して褒賞するイベント
- ・従業員の活力・生産性の向上を促進

InBody Academy

機器の設置から測定、活用、維持管理に必要な知識を無料で学べるオンラインサービスです。動画やイメージで分かりやすく説明し、好きな時間にオンラインで受講できます。



InBody Academy

ご利用されているInBodyの機種に特化したコースが受講でき、何度でも繰り返し受講できます。

サービスの特徴

- ・設置から運用方法を動画やイメージで支援
- ・スタッフの教育として活用可能
- ・受講して不明な点はチャット形式で回答

* InBody Academy を利用するには認証コードが必要です。ご利用を希望される方は、03-5875-5780 までお問い合わせください。

InBody測定ができる施設

InBodyの公式ホームページでは「InBody測定ができる施設」を公開しています。このサービスはInBodyを導入されたご施設には顧客の紹介を、InBody測定を希望される一般の方には身近な施設を案内することを目的としています。



InBody測定ができる施設

都道府県やキーワード、分野別に施設情報を公開しており、最寄りの測定場所を検索することができます。

主な掲載内容

- ・所在地
- ・電話番号
- ・メールアドレス
- ・測定に必要な手続き
- ・ホームページURL
- ・SNSアカウント
- ・測定料金 など

サービスの特徴

施設の集客・お問い合わせ数UP

掲載したご施設から「InBodyのホームページを見て来店されるお客様が増えました」とのお声をいただいています。

公開する情報を指定・変更可能

お申込み時に公開したい情報を指定することができます。また、公開した情報は何度でも変更することができます。

イベント情報の告知が可能

ご施設のホームページ・SNSアカウントの掲載を通じたイベント告知も行えます。

お申込みフォーム

二次元コードから施設情報の掲載をお申込みいただくことができます。
お申込み方法やその他、ご不明な点がございましたら、気軽にお問合せください。

お申込みいただいてからホームページに掲載するまでに2~3営業日かかります。お申込みフォームでご提供いただきました個人情報は、公開を希望される情報のみを弊社ホームページ内で使用いたします。また、個人情報は弊社の個人情報保護方針に基づき、安全且つ適切に管理いたします。



Googleアカウントをお持ちの方



Googleアカウントをお持ちでない方

資料ダウンロード

ポスターや InBody のイメージ画像を無料でダウンロードすることができます。広告物の作成やホームページ内の InBody の紹介に役立ちます。



資料ダウンロード

提供データ*

- ・製品カタログ
- ・結果用紙の見方
- ・機器イメージ画像
- ・ポスター
- ・添付文書

* 販売終了機種によってはデータを提供できない場合があります。

SNS

最新情報の案内やイベントの告知など、ご施設に役立つ情報をいち早く配信します。InBody 導入の宣伝や、機器の操作方法・結果項目に関するお問い合わせも対応しています。



施設の広告宣伝を支援

@inbodyjapan



最新情報を定期発信

@InBodyJapan



お知らせ配信の提供

@inbodyjapan



結果用紙の見方配信

InBody Japan





外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



ヨーロッパ



ISO9001



ISO13485



ISO27001



MDSAP

InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル	
	Tel 03-5875-5780	Fax 03-5875-5781
札幌営業所	Tel 011-776-7571	Fax 011-776-7572
仙台営業所	Tel 022-302-6301	Fax 022-302-6302
横浜営業所	Tel 045-325-8996	Fax 045-325-8997
名古屋営業所	Tel 052-684-9616	Fax 052-684-9617
大阪営業所	Tel 06-6155-6937	Fax 06-6155-6938
広島営業所	Tel 082-236-7630	Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073	Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766	Fax 092-292-1776

InBody, LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。



ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら